

X-RAY PROTECTIVE CURTAIN FOR FAMED FLARE OPERATING TABLE

OSŁONA OCHRONNA RTG DO STOŁU OPERACYJNEGO FAMED FLARE



X-ray protective curtain for Famed FLARE operating table - type PR

- X-ray protection made of coated X-ray protection rubber 0.5 mm Pb (slats 150 mm) in computer white colour, edges finished with gray trimming, suspended on the guide with the appropriate eyelets – 9pcs.
- Guide made of powder-coated steel, connected with a pin allowing the moving part to be set in the range of 70 degrees.
- Universal mounting brackets, adapted to be mounted on operating table side rails
- Dimensions: 106 x 80cm (length x height).



Osłona ochronna RTG do stołu operacyjnego Famed FLARE - typ PR

- Ochrona RTG wykonana z powlekanej gumy rentgenochronnej 0,5 mm Pb (lamelle szerokości 150 mm) w kolorze białym komputerowym, krawędzie wykończone szarą lamówką, zawieszona na prowadnicy za pomocą odpowiednich oczek – 9szt.
- Prowadnica wykonana ze stali malowanej proszkowo, połączona trzpieniem umożliwiającym ustawienie części ruchomej w zakresie 70 stopni.
- Uchwyty mocujące uniwersalne, przystosowane do montażu na listwy boczne stołu operacyjnego.
- Wymiary osłony: 106 x 80cm (długość x wysokość).



Edycja 3372024/06/1. Famed Żywiec reserves the right to modify the product and specification as part of technical progress. All illustrations and photos used in this material are for illustrative purposes only and may not reflect the finished product. The people shown in the photos are not medical professionals. They are models. The device presented in the catalog is intended for use in health care facilities by authorized persons after having read the manual (IFU).

Edycja 3372024/05/1. Famed Żywiec reserves the right to modify the product and specification as part of technical progress. All illustrations and photos used in this material are for illustrative purposes only and may not reflect the finished product. The people shown in the photos are not medical professionals. They are models. The device presented in the catalog is intended for use in health care facilities by authorized persons after having read the manual (IFU).

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland

Export:
tel.: +48 33 866 63 75
export@famed.com.pl

Sprzedaż:
tel.: +48 33 866 63 08
sprzedaz@famed.com.pl



Member of REINSBERG GROUP

www.famed.com.pl